









Fiche technique REF 93.03.17

11.12.2025

Données générales					
Référence	93.03.17	fraise de Rosen LØ 4.0mm L			
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084		
GMDN	36249	GTIN	04046826168742		
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-204		
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI			
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G930110		
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">STERILE</td> <td style="padding: 5px;">R</td> </tr> </table>				STERILE	R
STERILE	R				
Medicon médias					
Image principale		Image détaillée			
					
Dimensions	Ø 4.0mm	Revêtement			
Conditions de stockage					
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>5 °C</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>30 °C</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>10 %</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>60 %</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>					
Matériaux					
	N° de matériau (Désignation DIN)				
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)				