











Fiche technique REF 93.04.21

11.12.2025

Données générales					
Référence	93.04.21	abrasif de bavure de poussière de diamant XXLØ 5.0mm			
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084		
GMDN	36249	GTIN	04046826168889		
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-204		
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI			
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G930110		
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">STERILE</td> <td style="padding: 5px;">R</td> </tr> </table>				STERILE	R
STERILE	R				
Medicon médias					
Image principale		Image détaillée			
					
Dimensions	Ø 5.0mm	Revêtement	Couche de diamant artificielle sur les extrémités de travail des instruments		
Conditions de stockage					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  5 °C </div> <div style="text-align: center;">  30 °C </div> <div style="text-align: center;">  10 % </div> <div style="text-align: center;">  60 % </div> </div> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> </div>					
Matériaux					
	N° de matériau (Désignation DIN)				
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)				