



Scheda tecnica REF 01.22.15

03.06.2026

Dati generali			
Codice	01.22.15	lama per bisturi sterile Fig 15 P/100	
Unità	cf./100	Numero doganale	90189084
GMDN	37445	GTIN	04046826000042
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-234
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,123	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V0103		
N° di repertorio	222159		
STERILE R			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastica moderna Opuscolo) 453.08.00 (Presto Brochure) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema di divaricazione addominale Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
5 °C 45 °C			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.2002 (125Cr1)		