



Scheda tecnica REF 01.27.03

25.08.2026

Dati generali			
Codice	01.27.03	manico per bisturi No. 3 standard12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000165
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L010103		
N° di repertorio	176133		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) 451.06.90 (prospetto Set Cristaca) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) 453.08.00 (Presto Brochure)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4016 (X6Cr17)		