



Scheda tecnica REF 01.27.07

25.08.2026

Dati generali			
Codice	01.27.07	manico per bisturi No. 7 lungo 16.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000172
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L010103		
N° di repertorio	176134		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastica moderna Opuscolo) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	16.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4016 (X6Cr17)		