



Scheda tecnica REF 01.27.93

25.08.2026

Dati generali			
Codice	01.27.93	manico per bisturi baionetta21cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000264
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,019	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L010103		
N° di repertorio	176143		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		