



Scheda tecnica REF 01.28.08

25.08.2026

Dati generali			
Codice	01.28.08	manico per bisturi No. 813.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000288
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L010103		
N° di repertorio	176145		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4016 (X6Cr17) 1.4301 (X5CrNi18-10)		