



Scheda tecnica REF 01.30.36

25.08.2026

Dati generali			
Codice	01.30.36	manico per bisturi rotondo15.5cm Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000349
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK16-1
Codice CND	L010103		
N° di repertorio	176151		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		