



Scheda tecnica REF 01.55.03

25.08.2026

Dati generali			
Codice	01.55.03	bisturi chirurgico13.5cm Fig 3	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826000684
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L010101		
N° di repertorio	222088		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		