



Scheda tecnica REF 02.20.40

25.08.2026

Dati generali			
Codice	02.20.40	forbici per iridectomia retto10.5cm Select	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826001551
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040503		
N° di repertorio	201847		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		