



Scheda tecnica REF 02.20.71

25.08.2026

Dati generali			
Codice	02.20.71	forbici per iridectomia retto affilato / smusso11.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826001599
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,018	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040503		
N° di repertorio	201851		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		