



Scheda tecnica REF 02.40.60

25.08.2026

Dati generali			
Codice	02.40.60	Lexer Baby forbici retto10cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826001841
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,014	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	276877		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite Altro	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		