




Scheda tecnica REF 02.40.61

25.08.2026

Dati generali			
Codice	02.40.61	Knapp Metallo duro forbici retto modello robusto12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826001858
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	276878		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		