



Scheda tecnica REF 02.41.11

25.08.2026

Dati generali			
Codice	02.41.11	Knapp forbici curva modello robusto12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826001889
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	276881		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		