



## Scheda tecnica REF 02.50.13

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 02.50.13                                                                                                                                                  | Stevens forbici curva smussato 11.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                       | Numero doganale                       | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                     | GTIN                                  | 04046826002015          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                               | UMDNS-Code                            | 13-480                  |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,021                                                                                                                                                     | Istruzioni d'uso                      | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                        | Istruzioni per la preparazione        | MPK23-1                 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L010499                                                                                                                                                   |                                       |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 276894                                                                                                                                                    |                                       |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                       |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | Immagine dettagliata                  |                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
| Misura                                                                                                                                                                        | 11.5cm                                                                                                                                                    | Rivestimento                          |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                       |                                       |                         |
| Corpo<br>Vite                                                                                                                                                                 | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                               |                                       |                         |