



Scheda tecnica REF 02.50.52

25.08.2026

Dati generali			
Codice	02.50.52	Perwitschky forbici retto bottonuta12cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826002084
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	276901		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		