



## Scheda tecnica REF 02.70.14

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 02.70.14                                                                                                                | Beuse forbici retto dentato14cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                                     | Numero doganale                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 38727                                                                                                                   | GTIN                            | 04046826002145          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                             | UMDNS-Code                      | 13-480                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                              | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,031                                                                                                                   | Istruzioni d'uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                      | Istruzioni per la preparazione  | MPK23-1                 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                 |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L010499                                                                                                                 |                                 |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 276907                                                                                                                  |                                 |                         |
|   |                                                                                                                         |                                 |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) |                                 |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | Immagine dettagliata            |                         |
|                                                                                  |                                                                                                                         |                                 |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 14cm                                                                                                                    | Rivestimento                    |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                 |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                         |                                 |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                     |                                 |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                     |                                 |                         |
| Vite                                                                                                                                                                | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                    |                                 |                         |