



Scheda tecnica REF 03.04.15

25.08.2026

Dati generali			
Codice	03.04.15	forbici chirurgiche retto affilato / affilato15.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826002442
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,049	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		