



## Scheda tecnica REF 03.04.84

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 03.04.84                                                                                                                                                                                                                                                      | forbici chirurgiche sottile retto affilato / affilato14.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                                                                           | Numero doganale                                             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                         | GTIN                                                        | 04046826002503          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                   | UMDNS-Code                                                  | 13-480                  |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                    | Base UDI-DI                                                 | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,040                                                                                                                                                                                                                                                         | Istruzioni d'uso                                            | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                            | Istruzioni per la preparazione                              | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                                             |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | Immagine dettagliata                                        |                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
| Misura                                                                                                                                                                        | 14.5cm                                                                                                                                                                                                                                                        | Rivestimento                                                |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                         |
| Corpo<br>Vite                                                                                                                                                                 | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |