



## Scheda tecnica REF 03.08.14

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 03.08.14                                                                             | Deaver forbici retto affilato / smusso14cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                  | Numero doganale                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 38727                                                                                | GTIN                                       | 04046826002848          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                          | UMDNS-Code                                 | 13-480                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                           | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,030                                                                                | Istruzioni d'uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                   | Istruzioni per la preparazione             | MPK23-1                 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                            |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L010499                                                                              |                                            |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 276977                                                                               |                                            |                         |
|   |                                                                                      |                                            |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |                                            |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                      | Immagine dettagliata                       |                         |
|                                                                                  |                                                                                      |                                            |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 14cm                                                                                 | Rivestimento                               |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                      |                                            |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                      |                                            |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                            |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                  |                                            |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                  |                                            |                         |
| Vite                                                                                                                                                                | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                 |                                            |                         |