



Scheda tecnica REF 03.34.20

25.08.2026

Dati generali			
Codice	03.34.20	Sims forbici retto affilato / smusso20.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35328	GTIN	04046826003128
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-493
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0104110299		
N° di repertorio	237867		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		