



Scheda tecnica REF 03.50.73

25.08.2026

Dati generali			
Codice	03.50.73	Mayo forbici retto23.0cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003296
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,100	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	277003		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23.0cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCo-C)		