



## Scheda tecnica REF 03.51.75

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                      |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 03.51.75                                                                                   | Mayo forbici fortemente curvo23cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                        | Numero doganale                      | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                      | GTIN                                 | 04046826003388                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                | UMDNS-Code                           | 13-480                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                 | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,075                                                                                      | Istruzioni d'uso                     | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                         | Istruzioni per la preparazione       | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L010499                                                                                    |                                      |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 277012                                                                                     |                                      |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                            |                                      |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                      |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                            | Immagine dettagliata                 |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                            |                                      |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                        | 23cm                                                                                       | Rivestimento                         | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                      |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                            |                                      |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                        |                                      |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                        |                                      |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                          | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                       |                                      |                                                                                            |
| Altro                                                                                                                                                                         | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCo-C)                                                                |                                      |                                                                                            |