



## Scheda tecnica REF 03.53.93

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                  |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 03.53.93                                         | Jorgenson forbici fortemente curvo23cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 38727                                            | GTIN                                   | 04046826003470          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                             | 13-480                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,106                                            | Istruzioni d'uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione         | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L010499                                          |                                        |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 277021                                           |                                        |                         |
|   |                                                  |                                        |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                        |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata                   |                         |
|                                                                                  |                                                  |                                        |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 23cm                                             | Rivestimento                           |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                  |                                        |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                  |                                        |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                  |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                        |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4117 (X38CrMoV15)                              |                                        |                         |
| Vite                                                                                                                                                                | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                             |                                        |                         |