




## Scheda tecnica REF 03.56.67

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03.56.67                                                                                                                | Mayo Stille forbici retto 17cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.                                                                                                                     | Numero doganale                   | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38727                                                                                                                   | GTIN                              | 04046826003555                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                                             | UMDNS-Code                        | 13-480                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                                                              | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,063                                                                                                                   | Istruzioni d'uso                  | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                              | si                                                                                                                      | Istruzioni per la preparazione    | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                              | L010499                                                                                                                 |                                   |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 277029                                                                                                                  |                                   |                                                                                            |
| <div></div>                                                                                           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                   |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | Immagine dettagliata              |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                         |                                   |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17cm                                                                                                                    | Rivestimento                      | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                   |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                   |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                   |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                     |                                   |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                     |                                   |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                    |                                   |                                                                                            |
| Altro                                                                                                                                                                                                                                                                   | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                                                                                             |                                   |                                                                                            |