



Scheda tecnica REF 03.56.86

25.08.2026

Dati generali			
Codice	03.56.86	Lexer forbici retto16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003562
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	277030		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		