

**Scheda tecnica REF 04.13.65**

25.08.2026

Dati generali			
Codice	04.13.65	Ragnell (Kilner) forbici 15cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003814
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,031	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	277055		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		