



## Scheda tecnica REF 04.13.68

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 04.13.68                                                                                                                                                                                            | Ragnell (Kilner) forbici 18cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                 | Numero doganale                  | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                               | GTIN                             | 04046826003821                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                         | UMDNS-Code                       | 13-480                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                          | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,035                                                                                                                                                                                               | Istruzioni d'uso                 | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                  | Istruzioni per la preparazione   | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L010499                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 277056                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                  |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Immagine dettagliata             |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                        | 18cm                                                                                                                                                                                                | Rivestimento                     | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                          | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                            |
| Altro                                                                                                                                                                         | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |