



## Scheda tecnica REF 04.24.64

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04.24.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | forbici per dissezione retto appuntito 14cm slim HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero doganale                                     | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GTIN                                                | 04046826003906                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UMDNS-Code                                          | 13-492                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base UDI-DI                                         | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Istruzioni d'uso                                    | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                              | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruzioni per la preparazione                      | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                              | L0199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 176190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                            |
| <div></div>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                                     |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immagine dettagliata                                |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rivestimento                                        | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |
| Altro                                                                                                                                                                                                                                                                   | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                            |