



Scheda tecnica REF 04.32.11

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 04.32.11 | Baby Metzenbaum forbici retto 11.5cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 38727 | GTIN | 04046826003951 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-492 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg) | 0,021 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L0199 | | |
| N° di repertorio | 176196 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 11.5cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |