






Scheda tecnica REF 04.63.15

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 04.63.15 | forbici per dissezione delicata curva smussato 15cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 38727 | GTIN | 04046826004538 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-492 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg) | 0,028 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L0199 | | |
| N° di repertorio | 176244 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 15cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |