



## Scheda tecnica REF 04.73.69

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 04.73.69                                                                                                                                                                                            | Gorney forbici curva19cm HM    |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                 | Numero doganale                | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                               | GTIN                           | 04046826004743                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                         | UMDNS-Code                     | 13-500                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                          | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,040                                                                                                                                                                                               | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                  | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 191671                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Immagine dettagliata           |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                        | 19cm                                                                                                                                                                                                | Rivestimento                   | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                            |
| Corpo<br>Vite<br>Altro                                                                                                                                                        | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                                                                                                                          |                                |                                                                                            |