



Scheda tecnica REF 04.83.17

25.08.2026

Dati generali			
Codice	04.83.17	Locklin forbici 1 lama dentato16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31822	GTIN	04046826004958
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-245
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,031	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010410		
N° di repertorio	258649		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		