



## Scheda tecnica REF 05.16.74

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 05.16.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | forbici retto manico rotondo15cm Ti Mikro |                                                                                                |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numero doganale                           | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 13496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GTIN                                      | 04046826005405                                                                                 |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UMDNS-Code                                | 15-621                                                                                         |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base UDI-DI                               | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                        |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruzioni d'uso                          | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruzioni per la preparazione            | MPK23-1                                                                                        |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L01040401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 276836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare) |                                           |                                                                                                |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immagine dettagliata                      |                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                |
| Misura                                                                                                                                                                        | 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rivestimento                              | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in titanio |
| <b>Condizioni di conservazione</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                |
| <b>Materiali</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                |