



Scheda tecnica REF 05.18.70

25.08.2026

Dati generali			
Codice	05.18.70	forbici retto 18cm micro 2000	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826005481
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040401		
N° di repertorio	276824		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm	Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		