



## Scheda tecnica REF 06.00.64

20.02.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                   |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.00.64                                                                                                          | anatomica pinza standard14.5cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                               | Numero doganale                   | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                                                                                             | GTIN                              | 04046826005986                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                       | UMDNS-Code                        | 14-257                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                        | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R002;03;ah;48                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,026                                                                                                             | Istruzioni d'uso                  | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                | Istruzioni per la preparazione    | MPK03-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L0199                                                                                                             |                                   |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 221363                                                                                                            |                                   |                                                                                            |
|   |                                                                                                                   |                                   |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |                                   |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Immagine dettagliata              |                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                   |                                   |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                              | 14.5cm                                                                                                            | Rivestimento                      | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                   |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                   |                                   |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                   |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                               |                                   |                                                                                            |
| Corpo<br>Altro                                                                                                                                                      | 1.4024 (X15Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                                                    |                                   |                                                                                            |