



Scheda tecnica REF 06.00.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	06.00.70	anatomica pinza standard 20.0cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826006006
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,059	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L031302		
N° di repertorio	221365		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20.0cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		
Altro	K40 (WcCo)		