



## Scheda tecnica REF 06.03.65

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.03.65                                                                                                                | Potts Smith pinza extra-fine14.5cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                                     | Numero doganale                       | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                                                                                                   | GTIN                                  | 04046826006365                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                             | UMDNS-Code                            | 14-257                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                              | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R002;03;ah;48                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,030                                                                                                                   | Istruzioni d'uso                      | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                      | Istruzioni per la preparazione        | MPK03-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
|   |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) |                                       |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | Immagine dettagliata                  |                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                              | 14.5cm                                                                                                                  | Rivestimento                          | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                     |                                       |                                                                                            |
| Corpo<br>Altro                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                                                          |                                       |                                                                                            |