



## Scheda tecnica REF 06.06.20

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.06.20                                                                                                          | chirurgico pinza 1x2 denti larghezza media 20.0cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                               | Numero doganale                                   | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                                                                                             | GTIN                                              | 04046826006570          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                       | UMDNS-Code                                        | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                        | Base UDI-DI                                       | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,043                                                                                                             | Istruzioni d'uso                                  | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                | Istruzioni per la preparazione                    | MPK12-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                   |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                   |                         |
|   |                                                                                                                   |                                                   |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.46 (catalogo sinoscopia ) |                                                   |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Immagine dettagliata                              |                         |
|                                                                                  |                                                                                                                   |                                                   |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 20.0cm                                                                                                            | Rivestimento                                      |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                   |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                               |                                                   |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                  |                                                   |                         |