



## Scheda tecnica REF 06.18.14

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                  |                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.18.14                                         | Lane chirurgico pinza 1x2 denti14cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                     | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                            | GTIN                                | 04046826006884          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                          | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,039                                            | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione      | MPK03-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L0408020301                                      |                                     |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 201577                                           |                                     |                         |
|   |                                                  |                                     |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                     |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata                |                         |
|                                                                                  |                                                  |                                     |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 14cm                                             | Rivestimento                        |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                  |                                     |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                  |                                     |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                  |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                     |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4024 (X15Cr13)                                 |                                     |                         |