



## Scheda tecnica REF 06.20.01

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 06.20.01                                                                                                                  | Hudson Ewald anatomica pinza12.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                       | Numero doganale                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                     | GTIN                               | 04046826006921          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                               | UMDNS-Code                         | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,022                                                                                                                     | Istruzioni d'uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                        | Istruzioni per la preparazione     | MPK03-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                                     |                                    |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 221407                                                                                                                    |                                    |                         |
| <div></div> |                                                                                                                           |                                    |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                    |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | Immagine dettagliata               |                         |
|                                                                                            |                                                                                                                           |                                    |                         |
| Misura                                                                                                                                                                        | 12.5cm                                                                                                                    | Rivestimento                       |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                    |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                    |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                       |                                    |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                          |                                    |                         |