



## Scheda tecnica REF 06.51.20

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.51.20                                                                                                                                                                                                                                               | DeBakey pinze vascolari estremamente leggero 20cm 1.5mm AT |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero doganale                                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                                                                                                                                                                                                                                  | GTIN                                                       | 04046826007645          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                            | UMDNS-Code                                                 | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                             | Base UDI-DI                                                | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,027                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruzioni d'uso                                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruzioni per la preparazione                             | MPK03-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L0408020301                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 201621                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                                            |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Immagine dettagliata                                       |                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 20cm 1.5mm                                                                                                                                                                                                                                             | Rivestimento                                               |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                         |