



Scheda tecnica REF 06.66.24

03.06.2026

Dati generali			
Codice	06.66.24	DeBakey pinze vascolari 24cm 3.5mm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826008116
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,065	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	201663		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24cm 3.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		