



## Scheda tecnica REF 06.74.15

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.74.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DeBaKey pinza retto2.0mm 15cm AT Ti |                                                                                                |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numero doganale                     | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GTIN                                | 04046826008192                                                                                 |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UMDNS-Code                          | 14-257                                                                                         |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;03;ah;48                                                                        |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruzioni per la preparazione      | MPK03-1                                                                                        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L0408020301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 201671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare) |                                     |                                                                                                |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Immagine dettagliata                |                                                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
| Misura                                                                                                                                                              | 2.0mm 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rivestimento                        | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in titanio |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                |
| Corpo                                                                                                                                                               | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                |