



Scheda tecnica REF 06.76.15

03.06.2026

Dati generali			
Codice	06.76.15	DeBakey pinza retto2.8mm 15cm AT Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826008222
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	201673		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.8mm 15cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		