



## Scheda tecnica REF 06.89.21

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                     |                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 06.89.21                            | DeBaKey pinze vascolari21cm AT |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                 | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                               | GTIN                           | 04046826008451          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                     | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,040                               | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                  | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1                 |
|                                                                                                                                                                     |                                     |                                |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L0408020301                         |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 201696                              |                                |                         |
|   |                                     |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.53 (catalogo cardio )        |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                     | Immagine dettagliata           |                         |
|                                                                                                                                                                     |                                     |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 21cm                                | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                     |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                     |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                     |                                |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4024 (X15Cr13)                    |                                |                         |
| Vite                                                                                                                                                                | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |                                |                         |
| Altro                                                                                                                                                               | 1.4307 (X2CrNi18-9)                 |                                |                         |