



Scheda tecnica REF 06.90.18

03.06.2026

Dati generali			
Codice	06.90.18	DeBaKey pinza retto1.2mm 18cm AT Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826008505
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	201702		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.2mm 18cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		