



## Scheda tecnica REF 07.35.73

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 07.35.73                                                                                                          | Troeltsch pinza auricolare sottile13cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                               | Numero doganale                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                             | GTIN                                   | 04046826009090          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                       | UMDNS-Code                             | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                        | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,013                                                                                                             | Istruzioni d'uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                | Istruzioni per la preparazione         | MPK01-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                             |                                        |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 221467                                                                                                            |                                        |                         |
| <div></div> |                                                                                                                   |                                        |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.46 (catalogo sinoscopia ) |                                        |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Immagine dettagliata                   |                         |
|                                                                                            |                                                                                                                   |                                        |                         |
| Misura                                                                                                                                                                        | 13cm                                                                                                              | Rivestimento                           |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                        |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                        |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                               |                                        |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                  |                                        |                         |