



## Scheda tecnica REF 07.56.10

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                  |                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 07.56.10                                         | pinze per dissezione retto 1x2 denti10cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                          | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                                            | GTIN                                     | 04046826009175          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                               | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,008                                            | Istruzioni d'uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione           | MPK01-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L031310                                          |                                          |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 180591                                           |                                          |                         |
|   |                                                  |                                          |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                          |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata                     |                         |
|                                                                                   |                                                  |                                          |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 10cm                                             | Rivestimento                             |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                  |                                          |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                  |                                          |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                  |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                          |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                          |                         |