



## Scheda tecnica REF 07.63.31

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 07.63.31                                                                                                                                                                                                                                                              | pinza retto appuntito14cm 0.2mm micro 2000 |                         |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero doganale                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                                                                                                                                 | GTIN                                       | 04046826009465          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                           | UMDNS-Code                                 | 15-621                  |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                            | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,039                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruzioni d'uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruzioni per la preparazione             | MPK01-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 221487                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                            |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Immagine dettagliata                       |                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Misura                                                                                                                                                                        | 14cm 0.2mm                                                                                                                                                                                                                                                            | Rivestimento                               |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                         |